

VAH gelistet

IHO Viruzidieliste

ÖGHMP gelistet

CE 0482



Lingettes Désinfectantes

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES

Lingettes pour la désinfection rapide des écrans, claviers et panneaux de commande des dispositifs médicaux

- Virucide, bactéricide, levuricide, tuberulocide en 1 min
- Préserve les surfaces les plus fragiles
- Application sans traces

Indications

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES sont des lingettes pré imbibées prêtes à l'emploi pour un nettoyage et une désinfection rapide et efficace des écrans et claviers ainsi que pour toutes surfaces fragiles. Les lingettes **DESCOSEPT SENSITIVE WIPES** se prélèvent une par une, le couvercle "popup" permet de les extraire rapidement et facilement. Refermer le couvercle après utilisation.

Domaine d'application

Selon MPG: netoyage et désinfection rapide et efficace des dispositifs médicaux non-invasifs résistant à l'alcool. Parfaitement adaptées pour les écrans de visualisation, claviers d'ordinateurs et panneaux de commande des dispositifs médicaux fragiles. *MPG : Medizinproduktegesetz -> loi sur les dispositifs médicaux

Selon la directive sur les produits biocides : nettoyage et désinfection de surfaces hautes, équipements médicaux et tous types de surfaces.

Utilisation

Nettoyer les surfaces avec les lingettes **DESCOSEPT SENSITIVE WIPES** jusqu'à obtenir une humidification complète. Respecter le temps de contact.

Spectre d'action et temps de contact

Spectre d'action		30 Sec.	1 Min.
Désinfection des surfaces : Bactéricide/ Levuricide	En conditions de saleté		•
	En conditions de propreté		•
Efficace contre tous les virus enveloppés inclus HBV/HIV/HCV	Selon RKI/DVV	•	
	Virus de la vaccine	•	
	BVDV	•	
Rota-Virus	Selon EN 14476	•	
Noro-Virus (MNV)	Selon EN 14476 en conditions de propreté		•
Tuberculocide (M. terrae)	Selon EN 14348 en conditions de propreté	•	
Mycobactéricide (M. avium)	Selon EN 14348 en condition de propreté		•

Convient pour les zones présentant un risque infectieux	Selon recommandation VAH* de spetembre 2014 pour des systèmes de distribution de lingettes Eco Wipes	•
Convient pour des zones avec ou sans risque infectieux	Selon recommandation VAH* de spetembre 2014 pour des systèmes de distribution de lingettes Eco Wipes	•

*VAH : Verbund für angewandte Hygiene -> Association de l'hygiène appliquée

01/2016

Fabriqué par Dr. Schumacher
www.schumacher-online.com

Distribué en France par THX MEDICAL SARL
125,Impasse du belvédère
69280 Marcy l'étoile
FRANCE

Std: 00 33 04 78 87 17 99
Fax: 00 33 4 78 87 16 98

email: info@thxmedical.com
www.thxmedical.com

Lingettes désinfectantes pour matériel informatique

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES

Lingettes pré imprégnées à base d'alcool

Spectre d'action

DESCOSEPT SENSITIVE WIPES est :
- Bactéricide (incl. MRSA)
- Levuricide (C. albicans)
- Tuberculocide
- Mycobactéricide
- Innactivation virale incl. HBV, HIV, HCV, Virus de la Vaccine, BVDV, Influenza-/ Virus de la Grippe
- Efficace sur Rota et Noro-Virus

Composition

100 g de solution contient comme composant efficace : 45,0g d'étahnol

A l'unité	conditionnement	Référence
1 pack de 80 lingettes / dimensions : 20 x 22cm	12 x 1 pack	00-323DS-T080-01

Remarques particulières

Substance inflammable, tenir éloignée de la chaleur, des surfaces chaudes, étincelles, flammes et autres sources inflammables. ne pas fumer à proximité. Garder le récipient fermé après utilisation. Ne pas respirer les vapeurs. en cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement pendant quelques minutes. enlever les lentilles de contact si possible. Continuer à rincer.

Attestations

Prof. Dr. Schubert, Hygiéniste, Francfort : Atestation sur la désinfection des surfaces selon DGHM*/VAH.

Dr. Suchomel, Hygiéniste, Vienne : Atestation sur la désinfection des surfaces selon DGHM*/VAH.

Dr. Steinmann, Virologue, Brême: Attestation d'efficaité sur Vaccina virus et BVDV.

Prof. Dr. Werner, Hygiéniste, Schwerin: Attestation d'efficacité sur MNV, Rota virus. Attestation de mycobactéricidie et tuberculocidie. *DGHM : deutsche Gesellschaft fuer Hygiene und Mikrobiologie -> Société Allemande pour l'hygiène et la microbiologie.

Enregistrement produit

Enregistré sur la liste actuelle des agents désinfectants VAH et ÖGHMP*. Enregistré comme produit biocide par la BAUA (institut fédéral de la protection et de la médecine du travail) selon la loi sur les biocides BAUA n° d'enregistrement : N-61472. Conforme à la directive européenne 93/42/EWG pour les dispositifs médicaux. *ÖGHMP : österreichische Gesellschaft für Hygiene, Mikrobiologie und Präventivmedizin -> Société Autrichienne pour l'hygiène la microbiologie et la médecine préventive

Protection de l'environnement

Les produits Schumacher sont fabriqués selon des procédés modernes, sûrs et écologiques. en respectant un haut niveau de qualité, la société garantit une très bonne qualité constante du produit. Petites fissures possible sur PMMA polymethylmethacrylat

Utilisez les produits biocides avec précaution. Avant toute utilisation, lisez l'étiquette et les informations concernant le produit.

Fabriqué par Dr. Schumacher
www.schumacher-online.com

THX MEDICAL SECURITY AND EFFICIENCY
Distribué en France par THX MEDICAL SARL
125,Impasse du belvédère
69280 Marcy l'étoile
FRANCE
Std: 00 33 04 78 87 17 99
Fax: 00 33 4 78 87 16 98
email: info@thxmedical.com
www.thxmedical.com