SARL Réseau Hygiène OI
Gsm : 06 92 65 22 45
06 92 69 15 62

THX MEDICAL
SECURITY AND EFFICIENCY

RH.ol
RÉSEAU HYGIÈNE OCÉAN INDIEN

DGHM/VAH listed
ÖGHMP certified
IHO Virucidal list

CE 0482

Testé et approuvé pour la désinfection des dispositifs médicaux et des sondes d'échographie des fabricants suivants :

TOSHIBA | SIEMENS | PHILIPS
SHIMADZU | SONOACE | ALOKA
esaote | HITACHI

Lingettes désinfectantes

CLEANISEPT® WIPES MAXI



Lingettes sans Alcool-aldéhyde-phénol

- Pour la désinfection des dispositifs médicaux : sondes à ultrasons, moniteurs optiques, mobilier d'examen, équipements sensibles...
- Effet rapide, y compris sur : PAPILLOMA virus et POLYOMA virus
- Matériau doux et non pelucheux adapté au matériel médical

DESOTEX PREMIUM VLIES

Indications

Lingettes sans alcool prêtes à l'emploi pour la désinfection rapide et le nettoyage de matériel médical et surfaces de tous types. Très faible toxicité avec un grand pouvoir nettoyant et désinfectant. Les **CLEANISEPT® WIPES MAXI** répondent aux spécifications légales en matière de sécurité du travail selon les recommandations du TRGS 525/540

Les CLEANISEPT® WIPES MAXI se prélèvent une par une. Le couvercle popup permet de les extraire rapidement et facilement. Refermer le couvercle après utilisation.

Domaines d'application

D'après la norme CE medical et la loi sur les produits médicaux MDD (medical device directive) : désinfection rapide et nettoyage de produits médicaux sensibles à l'alcool.

D'après la directive sur les produits biocides : désinfection rapide et nettoyage d'équipements médicaux sensibles à l'alcool. Egalement dans tous les domaines de la transformation des denrées alimenta
ires et cuisines industrielles

Utilisation

Nettoyer les surfaces et objets jusqu'à humidification complète. Après avoir laissé agir, essuyer le cas échéant avec une lingette jetable. En cas d'utilisation sur des têtes de sondes à ultrasons, il est recommandé d'essuyer une fois par jour avec une lingette jetable plongée dans de l'eau microbiologiquement pure.

Propriétés antimicrobiennes

les données se réfèrent à **CLEANISEPT® WIPES LIQUID**
- bactéricide (incl. MRSA)
- levuricide
- inactivation virale (HBV, HIV, HCV, Rota, Papova-/Polyoma- et virus de la vaccine

Composition

100 g **CLEANISEPT® WIPES LIQUID** contiennent :

0.25 g didecyldimethyl ammonium chloride

0.50 g composés d'amoniums quaternaires, benzyl-C12-16-alkyldimethyl-, chlorides

Temps de contact

(Les données se réfèrent à la solution désinfectante **CLEANISEPT® WIPES LIQUID**)

Spectre d'action		30 sec.	1 min.	2 min.
Désinfection de surface selon DGHM/VAH (bactericide, levuricide)	avec action mécanique, conditions de saleté		•*	
actif sur tous les virus enveloppés, incluant : HBV/HIV/HCV	gem. RKI/DVV	•		
	Vaccinia virus	•		
	BVDV	•		
Papova/SV40 - Virus	EN 14476, conditions de saleté			•
Rota-Virus	RKI/DVV	•		

06/2015

Fabriqué par Dr. Schumacher
www.schumacher-online.com

THX MEDICAL
SECURITY AND EFFICIENCY

Distribué par THX MEDICAL SARL
125,Impasse du belvédère
69280 Marcy l'étoile
FRANCE

Std: 00 33 04 78 87 17 99
Fax: 00 33 4 78 87 16 98

email: info@thxmedical.com
www.thxmedical.com

CLEANISEPT® WIPES MAXI

Lingettes sans alcool pour la désinfection des surfaces et dispositifs médicaux sensibles

Propriétés antimicrobiennes		1 min.
EN 1040	bactericide	•
EN 1275 (C. albicans)	levuricide	•
EN 1276	bactericide en conditions de saleté	•
EN 1650 (C. albicans)	levuricide en conditions de saleté	•
EN 13727	bactericide en conditions de saletés	•
EN 13624 (C. albicans)	levuricide en conditions de saleté	•
EN 13697	bactericide en conditions de saleté	•
EN 13697 (C. albicans)	levuricide en conditions de saleté	•

Contenu: 1 pack contient 80 lingettes, 20 x 22 cm.

Conditionnement

Unité seul	Unité de vente	REF
Boite de 80 lingettes (20 x 22 cm)	12	00-208-T080-01

Données physico-chimiques

Les données se réfèrent au liquide **CLEANISEPT® WIPES LIQUID**

Forme/couleur : solution claire, incolore
valeur pH : 6 - 8

Remarques particulières

En cas de contact avec les yeux, laver immédaitement et abondamment avec de l'eau

Attestations

Prof. Schubert, hygienist, Frankfurt/Main : attestation sur la désinfection des surfaces selon DGHM/VAH.

Prof. Werner, hygienist, Bischofshofen (Austria): attestation sur la désinfection des surfaces selon DGHM/VAH.

Dr. Steinmann, Virologist, Bremen: attestation d'efficacité sur sur le rota virus , sur le vaccina virus, sur BVDV(HCV) et sur le papova/ polyoma virus.

Siemens Medical Solutions, Erlangen: autorisation de l'utilisation de Cleanisept Wipes Maxi sur des échographes Siemens.

Philips Medizin Systeme GmbH, Hamburg: autorisation de l'utilisation de Cleanisept Wipes Maxi sur des échographes Philips.

Schmitz & Söhne, Wickede: autorisation d'utiliser Cleanisept Wipes maxi sur du mobilier médical aisnsi que sur des revêtements en matière plastique souple de la société Schmitz&söne (divans, fauteuils d'examens...)

Shimadzu Deutschland GmbH, Duisburg: autorisation de l'utilisation de Cleanisept Wipes Maxi sur des échographes Shimadzu.

Bioscientia, Dr. M. Geissler, Mainz: étude microbiologique de Cleanisept Wipes Maxi par Bioscienta en test pratique à la clinique Miltenberg-Eerlenberg.

SonoAce GmbH, Marl: autorisation d'utiliser cleanisept Wipes Maxi sur des appareils et sondes de la société SonoAce GmbH.

Derma Consult GmbH, Alfter: **CLEANISEPT® WIPES**: Expertise dermatologique.

Aloka GmbH, Meerbusch: autorisation d'utiliser cleanisept Wipes Maxi sur des appareils et sondes de la société Aloka GmbH.

Karl Storz GmbH & Co. KG, Tuttlingen: autorisation d'utiliser les Cleanisept Wipes Maxi sur des moniteurs et des optiques rigides à baguettes de la société Karl Storz GmbH & Co. KG.

TOMEY/Eye Novation GmbH, Bielefeld: autorisation d'utiliser Cleanisept Wipes Maxi sur des sondes Bio et Packy de Tomey.

Cardinal Health, Germany: autorisation à la désinfection des appareils Master screen de la société Cardinal Health.

Konrad Hornschuch AG, Weißbach: autorisation d'utiliser les Cleanisept Wipes Maxi sur Skai® cushion materials.

ESAOTE GmbH, Cologne: autorisation d'utiliser Cleanisept Wipes Maxi sur appareils et sondes de la société ESAOTE.

Zonare Medical Systems GmbH, Erlangen: autorisation d'utiliser les Cleanisept Wipes Maxi sur les appareils Z.ONE et les sondes de la société Zonare.

Hitachi Medical Systems GmbH, Wiesbaden: autorisation d'utiliser Cleanisept Wipes Maxi sur appareils et sondes de la société Hitachi.

Enregistrement

Le liquide **CLEANISEPT® WIPES LIQUID** est enregistré sur la liste actuelle des agents désinfectants DGHM/VAH et ÖGHMP.

CLEANISEPT® WIPES LIQUID est enregistré sur la liste de IHO virucidie (www.iho-viruzidie-liste.de)

CLEANISEPT® WIPES MAXI est enregistré comme produit biocide par la BAUA (institut fédéral de la protection et de la médecine du travail) selon la loi sur biocide : BAUA n° d'enreg. : N-39369 et N-39370.

CLEANISEPT® WIPES MAXI est conforme à la directive européenne 93/42 EWG ainsi qu'à la directive 93/62/EG pour les dispostifs médicaux.

Protection de l'environement

les produits de la société Dr. Schumacher GmbH sont fabriqués selon des procédés modernes, sûrs et écologiques. En respectant un haut nieveau de qualité, la société garantie une très bone qualité constante des produits.

Utiliser l'agent de désinfection de manière sûre. Avant l'emploi, toujours lire la plaque signalétique et la fiche d'informationsur le produit.

Fabriqué par Dr. Schumacher
www.schumacher-online.com

THX MEDICAL SECURITY AND EFFICIENCY

Distribué par THX MEDICAL SARL
125,Impasse du belvédère
69280 Marcy l'étoile
FRANCE

Std: 00 33 04 78 87 17 99
Fax: 00 33 4 78 87 16 98

email: info@thxmedical.com
www.thxmedical.com