OXY'PHARM®

917, rue Marcel Paul • F-94500 Champigny-sur-Marne • +33 1 48 82 58 29 • +33 1 48 82 46 13 • commercial@oxypharm.net

NOTICE TECHNIQUE

NOCOLYSE

DEFINITION ET CARACTERISTIQUES

- **NOCOLYSE®** est un produit de BIO-désinfection des surfaces.
- **NOCOLYSE®** est une solution à base de peroxyde d'hydrogène à 6%, prête à l'emploi, qui doit impérativement être utilisée avec les appareils de diffusion **NOCOSPRAY®** et **NOCOMAX®**
- L'association **NOCOLYSE®** / **NOCOSPRAY®** (ou **NOCOMAX®**) est efficace sur tous les types de micro-organismes : le couple permet d'effectuer des traitements de désinfection des surfaces avec une efficacité bactéricide, virucide, fongicide et sporicide.
- **NOCOLYSE®** existe en trois versions : parfum neutre, parfum menthe ou avec des huiles essentielles permettant d'éradiquer les odeurs.

REFERENCES ET CONDITIONNEMENTS

Conditionnement : 1L, 6x1L, 5L et 20L

Nocolyse Neutre	
Référence	**Conditionnement**
4000.001	1 litre
4000.001-6	Carton de 6x 1 litre
4000.005	5 litres
4000.020	20 litres

Nocolyse Menthe	
Référence	**Conditionnement**
4001.001	1 litre
4001.001-6	Carton de 6x 1 litre
4001.005	5 litres
4001.020	20 litres

Nocolyse Nocodor	
Référence	**Conditionnement**
4030.001	1 litre
4030.001-6	Carton de 6x 1 litre
4030.005	5 litres
4030.020	20 litres

OXY'PHARM®
917, rue Marcel Paul • F-94500 Champigny-sur-Marne • +33 1 48 82 58 29 • +33 1 48 82 46 13 • commercial@oxypharm.net

CONSERVATION

- Conserver le produit dans l'emballage d'origine, verticalement et dans un endroit frais et bien ventilé.

- Délai de validité :

Dans l'emballage d'origine fermé : 2 ans à partir de la date de fabrication
Une fois désoperculé : 2 mois à partir de la date d'ouverture

MODE D'EMPLOI

Utilisation préventive :

⇨ Inscrire la date d'ouverture sur le flacon avant la première utilisation
⇨ Visser le flacon de 1L sur l'appareil de diffusion NOCOSPRAY®
⇨ Régler l'appareil sur le volume de la pièce
⇨ Après la fin de la diffusion, respecter un temps de contact de minimum 30 minutes

A NOTER : Pendant toute la durée du traitement, laisser la pièce fermée et ne pas entrer dans la pièce. Le traitement doit être réalisé en dehors de toute présence humaine.

⇨ ***Le traitement est à renouveler tous les jours***

IMPORTANT :
L'obtention d'une bonne qualité de désinfection est directement liée au respect d'un protocole strict de nettoyage, réalisé avant le traitement.
Son maintien dépend d'une application régulière de traitements préventifs.

PRECAUTIONS D'EMPLOI

- Consulter la fiche de sécurité du produit, disponible sur notre site Internet
www.oxypharm.net

Version : B
Date de dernière mise à jour : 27/10/2011

www.oxypharm.net