FICHE TECHNIQUE - NOCOTEST

Version B : Novembre 2017



- Les NOCOTEST® sont des bandelettes tests destinées à la mise en évidence semi-quantitative de peroxyde d'hydrogène (H_2O_2) et de peroxyde dans des solutions. Elles permettent de vérifier notamment que la diffusion obtenue par un système de désinfection des surfaces par voie aérienne est bien homogène.
- Les NOCOTEST® contiennent un indicateur redox organique qui réagit avec le peroxyde d'hydrogène pour former un composé d'oxydations bleutées.

REFERENCES ET CONDITIONNEMENTS

Référence	Conditionnement
5000.010	Tube de 100 bandelettes

CONSERVATION

- Protégez les bandelettes tests de la lumière et de l'humidité.
- Conservez la boite au sec et au frais (température en dessous de 30°C).
- Ne pas laisser la boite de bandelettes ouverte dans une pièce à traiter.
- Validité : Dans l'emballage d'origine fermé : 2 ans à partir de la date de fabrication
  Une fois désoperculé : 3 mois à partir de la date d'ouverture si les conditions de conservation sont bien respectées.

MODE D'EMPLOI

a. Ouvrir le tube de bandelettes tests NOCOTEST®.
b. N'enlevez que la quantité nécessaire de NOCOTEST® du tube.
c. Replacer immédiatement le bouchon.
d. Ne pas toucher la zone test.
e. Plonger brièvement (environ une seconde) la zone test de la bandelette dans de l'eau.
f. Disposer les bandelettes à l'endroit souhaité dans la pièce à traiter.
g. A la fin de la procédure de désinfection (diffusion + temps de contact), récupérer les bandelettes disposées dans la pièce traitée.
h. Lorsqu'il y a présence de peroxyde d'hydrogène, la zone test se colore.
i. Comparer la couleur de la zone test avec l'échelle colorimétrique sur l'étiquette.
j. La valeur correspond à la couleur de l'échelle colorimétrique qui s'approche le plus de la coloration de la zone test.
k. Après un temps court, le mécanisme de réduction du réactif s'amorce, faisant virer le révélateur au marron clair.

IMPORTANT :

- Elimination: les bandelettes tests peuvent être mélangées aux ordures ménagères.

OXY'PHARM
829 rue Marcel Paul
94500 Champigny-sur-Marne
commercial@oxypharm.net
T : +33 1 45 18 78 70
www.oxypharm.net

FABRIQUÉ EN FRANCE - MADE IN FRANCE